

分析試験成績書


依頼者 DC one dish 成田裕布

検体名 ONE DISH

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木1-52番1号



2020年02月20日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分 析 試 験 項 目	結 果	定量下限	注	方 法
葉酸	760 µg/100g		1	微生物定量法
パントテン酸	34.2 mg/100g		2	微生物定量法
ビオチン	16.9 µg/100g		2	微生物定量法
ナイアシン	39.1 mg/100g		2	微生物定量法
コリン	1.94 %		3	
リノール酸	0.06 %			ガスクロマトグラフィー
アラキドン酸	検出せず	0.01 %		ガスクロマトグラフィー
アミノ酸				
アルギニン	3.02 %			アミノ酸自動分析法
リジン	3.26 %			アミノ酸自動分析法
ヒスチジン	0.08 %			アミノ酸自動分析法
フェニルアラニン	0.17 %			アミノ酸自動分析法
チロシン	0.12 %			アミノ酸自動分析法
ロイシン	0.27 %			アミノ酸自動分析法
イソロイシン	0.17 %			アミノ酸自動分析法
メチオニン	3.24 %			アミノ酸自動分析法
バリン	0.20 %			アミノ酸自動分析法
アラニン	0.20 %			アミノ酸自動分析法
グリシン	0.20 %			アミノ酸自動分析法
プロリン	0.14 %			アミノ酸自動分析法
グルタミン酸	0.58 %			アミノ酸自動分析法
セリン	0.19 %			アミノ酸自動分析法
スレオニン	2.53 %			アミノ酸自動分析法
アスパラギン酸	0.43 %			アミノ酸自動分析法
トリプトファン	0.76 %			高速液体クロマトグラフィー
シスチン	0.04 %		4	アミノ酸自動分析法
タウリン	検出せず	0.02 %	5	アミノ酸自動分析法

注1. 使用菌株:Lactobacillus rhamnosus(L. casei) ATCC 7469

注2. 使用菌株:Lactobacillus plantarum ATCC 8014

注3. ライネック塩沈殿法によった。

注4. 過ギ酸酸化処理後、塩酸加水分解し測定した。

注5. 定量下限は検体に由来する測定上の妨害物質のため、0.02 %とした。

以 上

分析試験成績書


依頼者 DC one dish 成田裕布

検体名 ONE DISH

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木町52番1号



2020年02月20日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分 析 試 験 項 目	結 果	定量下限	注	方 法
水分	1.9 %		1	
たんぱく質	19.6 %		2	燃烧法
脂質	2.7 %		1	酸分解法
粗繊維	0.2 %		1	静置法
灰分	30.5 %		1	
ナトリウム	287 mg/100g			原子吸光光度法
リン	1.93 g/100g			ICP発光分析法
鉄	214 mg/100g			ICP発光分析法
カルシウム	11.1 g/100g			ICP発光分析法
カリウム	222 mg/100g			原子吸光光度法
マグネシウム	87.9 mg/100g			ICP発光分析法
セレン	832 µg/100g			蛍光光度法
ヨウ素	4.6 mg/100g			ガスクロマトグラフィー
塩素	882 mg/100g			電位差滴定法
銅	20.9 mg/100g			ICP発光分析法
亜鉛	332 mg/100g			ICP発光分析法
マンガン	14.3 mg/100g			ICP発光分析法
レチノール	4.03 mg/100g			高速液体クロマトグラフィー
ビタミンA効力(レチノールより換算)	13400 IU/100g			
チアミン(ビタミンB ₁)	9.06 mg/100g		3	高速液体クロマトグラフィー
リボフラビン(ビタミンB ₂)	14.2 mg/100g			高速液体クロマトグラフィー
ビタミンB ₆	4.83 mg/100g		4	微生物定量法
ビタミンB ₁₂	94 µg/100g		5	微生物定量法
ビタミンD	1530 IU/100g			高速液体クロマトグラフィー
総トコフェロール(ビタミンE)	770 mg/100g			
α-トコフェロール	757 mg/100g			高速液体クロマトグラフィー
β-トコフェロール	4.2 mg/100g			高速液体クロマトグラフィー
γ-トコフェロール	8.3 mg/100g			高速液体クロマトグラフィー
δ-トコフェロール	0.3 mg/100g			高速液体クロマトグラフィー

注1. ペットフード公正取引協議会「ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則」の試験法。

注2. ペットフード公正取引協議会「ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則」の試験法。窒素・たんぱく質換算係数:6.25

注3. チアミン塩酸塩として。

注4. 使用菌株:Saccharomyces cerevisiae(S. uvarum) ATCC 9080

注5. 使用菌株:Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis(L. leichmannii) ATCC 7830

以 上